
Οδηγίες χρήσης

Ογκομετρική αντλία έγχυσης · Μοντέλο PX-240

PX-240 · TECHNICAL FLOW DIAGRAM



1 Προβλεπόμενη χρήση

Η αντλία χορηγεί συνεχή ή διαλείπουσα ενδοφλέβια έγχυση υπό κλινική εποπτεία.

2 Προειδοποιήσεις

Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το περίβλημα, το πληκτρολόγιο ή το σετ έγχυσης είναι κατεστραμμένα. Χρήση μόνο από εκπαιδευμένο κλινικό προσωπικό.

3 Δεδομένα λειτουργίας

Διατηρήστε τις τιμές ροής, χρόνου και ακρίβειας στα προβλεπόμενα πεδία του πίνακα.

Παράμετρος	Προδιαγραφή	ΕΛΕΓΧΟΣ
Εύρος ροής	0.1–1 200 mL/h	ΟΚ
Ακρίβεια έγχυσης	±2.5 %	ΟΚ
Όριο πίεσης	15–120 kPa	ΜΟΝ
Διάρκεια μπαταρίας	≥ 8 h	ΟΚ